

NF EN 1097-6

Mesure de la masse volumique absolue des granulats

- Tube capillaire avec repère et entonnoir de remplissage
- En verre borosilicate
- Bouchon à col rodé
- Usage intensif

N°	Réf.	Volume	Ouverture	Verre borosilicate
1	25.0470	0,5 l	45/40	-
2	25.0471	1 l	45/40	-
3	25.0473	2 l	45/40	Double épaisseur
4	25.0477	5 l	70/50	Double épaisseur



**Masse volumique
apparente et absolue**