

Mesure de la teneur en eau d'un échantillon sur site

- Jusqu'à 22 % (7,5 % en lecture directe, avec un abaque au-delà)
- Livré dans sa malette de transport avec :
 - 1 bonbonne équipée d'un manomètre avec des petits accessoires
 - 20 ampoules de carbure de calcium

Gamme de teneur en eau :

- 100 g : 0 à 0,7 %
- 50 g : 0,8 à 2 %
- 20 g : 2 à 5 %
- 10 g : 5 à 10 %
- 5 g : 10 à 20 %

KG 7,5 kg
CM 500 x 120 x 430 mm



Ampoules de carbure de calcium



Bonbonne équipée d'un manomètre

Accessoires complémentaires	Réf.
Ampoules de carbure de calcium (x20)	25.0700.701
Ampoules de carbure de calcium (x100)	25.0700.702